

APPLE VISION JENAMA CONTACT LENS-CARE PRODUK

1	AIRE REFRESHING DROPS
2	ENCORE COMFORT DROPS

ARAHAN PESAKIT PRODUK UNTUK KEGUNAAN & KESELAMATAN MAKLUMAT

SILA BACA MAKLUMAT BERIKUT DENGAN TELITI DAN SIMPANKAN UNTUK RUJUKAN

1	AIRE REFRESHING DROPS dihasilkan dalam satu kemudahan yang disahkan dengan ISO 13485. Alat perubatan ini dihasilkan di bawah syarat-syarat GMP yang ketat dan menjamin pelanggan kami kualiti menyeluruh. Alat perubatan ini telah didaftarkan di bawah Malaysia 2012 Akta Peranti Perubatan dan Peraturan Peranti Perubatan 2012.
2	ENCORE COMFORT DROPS dihasilkan dalam satu kemudahan yang disahkan dengan ISO 13485. Alat perubatan ini dihasilkan di bawah syarat-syarat GMP yang ketat dan menjamin pelanggan kami kualiti menyeluruh. Alat perubatan ini telah didaftarkan di bawah Malaysia 2012 Akta Peranti Perubatan dan Peraturan Peranti Perubatan 2012.

PENERANGAN PRODUK

1	AIRE REFRESHING DROPS adalah solution yang steril, isotonic dan mengandungi Natrium Hyaluronic Asid (0.3% dalam w/v), Natrium Klorida, Kontang Disodium Hidrogen Fosfat, Sodium Dihydrogen Fosfat Dihydrate & Polyhexanide.
2	ENCORE COMFORT DROPS adalah solution yang steril, isotonic dan mengandungi Hydroxy Propyl Perangkap Selulosa, Natrium Klorida, Asid Borik, Kalium Klorida & Sodium Per Borate.

PENGGUNAAN BERNIAT

1	AIRE REFRESHING DROPS membantu melincirkan dan melembapkan contact lens anda pada mata, sekali gus melegakan dan menyegar semula mata anda untuk tahan lama pemakaian contact lens yang selesa. Adalah disyorkan untuk pemakaian harian dan contact lens kerap penggantian.
2	ENCORE COMFORT DROPS membantu melincirkan dan melembapkan contact lens anda pada mata, sekali gus melegakan dan menyegar semula mata anda untuk tahan lama pemakaian contact lens yang selesa. Adalah disyorkan untuk pemakaian harian dan contact lens kerap penggantian.

LANGKAH BERJAGA-JAGA

- Jangan gunakan jika anda alah kepada mana-mana bahan-bahan dalam produk ini.

- Jangan gunakan bersama dengan apa-apa ubat mata kecuali atas nasihat perubatan.
- Untuk mengelakkan daripada pencemaran, jangan sentuh hujung penetes bekas untuk mata atau permukaan mana-mana.
- Sebaik sahaja dibuka, buang apa-apa solution yang tidak diguna selepas 30 hari.
- Simpan pada suhu bilik (5° C - 30° C) dan jauh dari cahaya matahari langsung.
- Jangan gunakan **AIRE REFRESHING DROPS / ENCORE COMFORT DROPS** jika cincin keselamatan pada botol terdapat pecah atau hilang.
- **JANGAN CAMPURKAN DENGAN LAIN-LAIN CECAIR KECUALI SEPERTI DIARAHKAN**
- Simpankan botol tertutup ketat apabila tidak di gunakan. Gunakan sebelum tarikh tamat tempoh.
- Ikuti prosedur penjagaan contact lens pemakaian harian seperti yang disyorkan oleh pakar-pakar penjagaan mata anda.
- Jauhkan dari kanak-kanak.

ARAHAN PENGGUNAAN

- Twist topi untuk memecahkan buka cincin keselamatan tersebut. Guna 2 - 3 titis bila diperlukan. Berkelip beberapa kali. Skru topi ketat selepas digunakan.
- Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan mata, kerengsaan, kesakitan, kemerahan atau penglihatan kabur, keluarkan contact lens dan rujuk pakar-pakar penjagaan mata anda dengan serta-merta.

PASARAN

- **AIRE REFRESHING DROPS** 15 ml
- **ENCORE COMFORT DROPS** 10 ml

DIKELUARKAN OLEH

STERICON PHARMA PTE. LTD.

No.9R, Sub Layout of Plot No.9, 1st Phase, Bommasandra Industrial Area, Bangalore – 560099 India
An ISO 13485:2003 Certified Company

DIKELUARKAN UNTUK & DIEDARKAN OLEH

APPLE VISION SDN. BHD.

No.23, Jalan 6/33B, Batu 6 ½ Jalan Kepong, 52000 Kuala Lumpur, Malaysia.

www.apple-vision.com

EC

REP

MYM STC. SL Avda, De Los Rosales 32, 28935 Mostoles Madrid, Spain



SINGLE PATIENT USE